




Abmessungen

LaboWalz W 150



Maschinenabmessungen *LaboWalz W150D2* (nur ca. Werte)

Länge	ca. 1500mm (sep. Schaltschrank kommt noch hinzu)
Breite	ca. 1198mm (incl. der Hydraulik-Zylinder – ohne: 850mm)
Höhe	ca. 2035mm (Wippe kann auch ersetzt werden durch Gitter)
Arbeitshöhe	ca. 1000mm – 1100mm
Walzenoberkante	ca. 1350mm
Schaltschrank	L x B x H 600mm x 500mm x 1200mm

VOGT Labormaschinen GmbH, Geschäftsführer: Dipl. Kfm. J. Werner

Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin/ Germany

FON (+49) 030 331 90 72 FON (+49) 030 333 090 99

www.vogt-labormaschinen.de webmaster@vogt-labormaschinen.de